

Biological assay

في البدايه

ليه اتسمت ب Biological assays

عشان بنتعلم فيها ازاى نعرف تركيز ماده مجهولة التركيز (unknown) بطريقة غير chemical assays زي اللي خدناها في التحليليه في منهج العملي زي titration و دا عن طريق قياس تاثير الماده دى على الحيوانات او الانسجة المفصولة منها و مقارنتها ب standard نكون عارفين تركيزه.

للتوضيح

مثلا عندي دوا معين بيعالج مرض معين بعمل تجربه بتاعتي عشان اوصف تاثيره علي جزء من نسيج او عضو بفصله من حيوان freshly killed

يعني مش شغال علي كل الحيوان لا بجيب منه الجزء اللي عايز اشتغل عليه بس طب نفرق اول بين اساسيات في التجارب اللي بنعملها علي الحيوانات في عندي حاجه اسمها

Invivo هنا تجربه علي whole animal مفيش فصل جزء لا كله

Invitro يعني تجربه بنعملها علي جزء من الحيوان ايا كان نسيج او عضو بفصله من جسمه وابدأ شغلي هل اما اجيب الـ animal وافصل منه الـ tissue or organ هيفضل عايش بعد الفصل؟؟

طب ازاى تجربه هتم اساسا لو هو ميت؟؟

يبقي لازم اوفر الظروف اللي كانت موجوده ليه جوه الحيوان او ظروف مشابه ليها مناسبه انه يفضل عايش

مثلا زي درجة الحرارة كل حيوان ليه حراره ووسط يناسبه مثلا الضفادع غير الفئران يعني 25 frog

Rat 37 لان الضفادع ذوات دم بارد عندك برده PH و isotonicity يعني التركيز جوه زي بره يعني لو جبت

خليه حطتها في hypotonic soln الـ fluid هيدخل جواها وهتنتفخ والعكس صحيح لو كان

hypertonic soln هتتكمش وهتفقد خواصها عشان كده اما نتكلم عن الجهاز هتعرف اهميه الـ NaCl

هنضع الجزء المفصول في suitable physiological solution

عن طريق جهاز بستخدمه ده اساس شغلي اسمه physiograph / kymograph

الجهاز ده بيعمل recording the response of tissue and physiological characters

الي هي زي

Contraction relaxation blood pressure respiratory capacity respiratory volume

بينتج من الجهاز ده رسم


chart is known as kymogram / chart

دي كانت مقدمه للسكشن نبدا ندرس الجهاز بشكل واضح



Section 1

في البدايه لو قالو نشتغل عليه هنشتغل يعني لازم تكون عارف مكوناته وشغله في البدايه زي ما عرفنا اخذ ال حيوان التخدير بيختلف حسب جرعه والحيوان



هنعرف اكثر بعد كذا ابدأ فصل النسيج الي هدرس عليه شغلي هعلق النسيج المفصول ده في جزء اسمه

Organ Bath

WATER BATH جواه الجزء الي فات فايدته انه بيضبط درجة الحرارة حسب الحيوان الي فصلت منه الجزء واشتغلت عليه قبل كده كنت بخلط ميه مغليه بميه بارده واضبط درجة الحرارة حسب الترمومتر

النسيج بتاعي متوصل ب reservoir contain physiological salt solution

هيملي ال organ bath عشان نوثر ظروف مناسبه لحياته وعشان يمد ليه كل ال nutrients

مكوناته بتختلف حسب نوع النسيج المفصول لكن في ثوابت برده بيتكون منها بتشترك فيها كلهم وتختلف في حاجات ثانيه تميز انواعها

Physiological Salt Solutions بتختلف حسب نسب الثوابت دي الي بتختلف حسب احتياجات النسيج ونوعه

الثوابت هي :

1. NaCl To Adjust Isotonicity
2. HCO_3 Buffer Control PH
3. Mg For Muscle Relaxation
4. Ca For Muscle Contraction
5. Nutrients

Section 1

خلي بالك Ca Mg دايمًا عكس بعض يعني لو حد عنده نقص Ca عنده زياده Mg وبالتالي مشكله في Relaxation فدايمًا يبقى عنده تقلصات عضليه Cramps والعكس صح يعني زياده كالسيوم نقص ماغنسيوم يحصل خلل Contraction سريعًا كده عندي نوعين مختلفين من ال Muscle

1. Smooth Out Of Control
2. Skeletal Under Control

زي ال مش بتتحكم في Contraction بتاعها

Tissue Preparation	Physiological Solution
Amphibian tissue (e.g. Rectus abdominis muscle of the frog)	Ringer solution
Rabbit intestine	Tyrode's solution
Heart muscle (e.g. Isolated rabbit heart)	Ringer-Locke solution
Isolated rat uterus	De Jalon's solution
Isolated rabbit atrium	Krebs-Hensleit solution
Mammalian skeletal muscle (e.g. Guinea pig tracheal chain)	Krebs solution
Cat spleen	McEwen's solution

Aeration لازم النسيج يكون متصل اتصال مستمر بال O_2

Aeration Rate لازم اتحكم فيه مش قليل اوي وبالتالي الاوكسجين يقل تموت الخليه ولا كبيره اوي فيحصل

Damage To Tissue

التهوويه دي بتتم في شكل Fine Stream Of Bubbles

بيتم بشكل من اثنين اما Pure O_2

95% O_2 , 5% CO_2

فايده التهويه دي حاجتين

1. بتوصل ال O_2 للنسيج

2. بيعمل Mix لا Drug With Solution

لان المفروض اعمل Application To Drug بتاعي فعليه بيقى متوزع مش في مكان مركز والتاني مخفف

تركيز متساوي وبالتالي بالتهويه دي قدرت اوفر وقت انتشار الدوا ودوبانه ووصله للنسيج

زي ما عارف ان HCO_3^- مكون اساسي ك Buffer طب فايدته ايه بص معايا هيتحول ل OH في وجود CO_2

الي هيدي H_2O لها ياخذ H^+ من المحلول

Section 1

نسبه ال HCO_3 في المحلول بتختلف عشان كده لازم كل نسيج اضبط النسبه بتاعته طب هي كده اختلفت وانا عايزها ثابتة اعمل ايه ؟؟؟!!!

هدط CO_2 ومن هنا ال C هيكون مع $H_2O \leftarrow HCO_3$

ومن هنا تركيزه فضل ثابت يبقي عملت Maintain Buffer Conc

بعد كده من ضمن مكونات الجهاز ومهم جدا عندي Recording Device

ده زي ما قلنا بيسجل ال Response Of Tissue اللي هيخرج في شكل Chart

ممکن يكون حاجه من اتنين

1- Transducers

في رسمه الجهاز هنلاحظ انه مربوط بخطاف Hock من فوق ده زي Parameter بيحس باي حركه Mechanical Movement بتحصل زي مثلا Relaxation / Contraction Muscle لا ييدا يحولها Electrical Signal لا

هو متصل ب Chart Recorder ده جهاز بيسجل ال اشارات اللي نتجت كرسم Chart/Gram من خلال برنامج الدكاتره اتلكمو عنه في السكاشن

في 3 انواع عندنا ليه بتعتمد علي متغيرين واحد منهم بيبقي ثابت والثاني بيتغير هما Tension And Length مقطع Iso معناه ثابت

الانواع هي

1. isometric transducer

ده بيقيس التغير في جهد العضله muscle tension لما يكون طول العضله ثابت العضله اللي ممكن ندرس عليها هنا زي اللي موجوده في القلب

2. isotonic transducer

بيقيس التغير في طول العضله لما يكون جهد العضله muscle tension ثابت زي عضلات ال rabbit intestine

3. pressure transducer

بيقيس التغير في pressure as in heart and blood vessels

2- Horizontal lever

بيكون احد نهايتيه متصل ب النسيج المفصول

النهايه الثانيه بتكون متصله بدعامه مثبتة في ال organ bath

بيرسم contraction او التغير اللي بيحصل من خلال rotating drum

عشان نفهم اكثر هنضرب مثال

مثلا عملت انقباض للعضله عن طريق agonist such as acetylcholine

العضله حصلها انقباض يعني قصرت طبعاً زي ما قلنا انها مثبتة من الطرفين ب hocks

هيحصل شد لطرف من طرفين ال lever لاسفل اللي متصل ب ال muscle



Section 1

النهايه الثانيه ل lever هتتحرك لاعلي وبالطريقه دي الانقباض اتسجل علي الاسطوانه المتحركه rotating drum


اسم البرنامج في شريط العنوان Organ bath simulation

زي ما هو واضح عشان نعمل تجربه جديده لازم شويه خطوات

1- نختار نوع النسيج اللي هنعطيه في organ bath من قائمه ال tissue type list

2- اضغط علي new experiment button

3- اختار الدوا اللي هنشغل بيه وظيفه لقائمه ال available agonist and antagonists



Bioassay

1

في النهايه هنتكلم عن الظروف اللي لازم نوفرها عشان نحصل علي نتائج دقيقه وتحضيره صحيده

1- Handling of tissue التعامل مع النسيج اللي فصلناه لازم يكون بحرص بدون اي stretching or pressing them

2- Physiological salt solutions اتكلمنا عنها بالتفصيل

3- Aeration

4- Temperature لازم نوفر درجه حراره مناسبه ثابتة طول التجربه مثلا لو كنت بتتعامل مع

Amphibians (cold blooded animals) بتقدر انها تعيش لفترات طويله في درجه حراره الغرفه 25 C

اما بالنسبه ل mammalian tissue فانها بتحتاج انك تضبط درجه الحراره عند 37 C

وفي تحضيرات ثانيه بتحتاج درجات حراره معيه زي مثلا ال isolated rat uterus بتحتاج درجه حراه من 30

ل31



Section 1

- 5- Volume of bath لازم يفضل ثابت طول التجربه لان اي تغير في الحجم ممكن ياثّر علي تخفيف وتغيير حجم الدوا المضاف
 - 6- Addition of drug تجنب اضافه كميات كبيره من الدوا لان ده ممكن يؤدي الي نزول في درجه حراره ال bath الي اصلا استخدمته عشان اضبط درجه الحراره وكمان هيعمل تغيير في تركيز المحلول
 - 7- Contact time الوقت المسموح للدوا عشان يشتغل ويدي تاثيره لازم يكون ثابت في كل اضافه دوا الوقت ده بيختلف من تحضيره للتانيه حسب سرعه استجابته الجزء الي شغال عليه سواء نسيج او عضو
 - 8- Recording device يكون مناسب عشان يسجل الاستجابته ويسجل الرسم chart بشكل واضح
 - 9- Washing هنعملها بطريقه من 3 اما ب سحب او اعاده ملئ او fluid Joverflow يعني نفضل نضيف لغايه اما القديم يزال تماما
- في شويه احتياطات اثناء التجربه علي النسيج المفصول
- لازم كل الاجهزه يتم فحصها من اجل ظروف افضل للشغل يعني مثلا ال organ bath لازم يكون cleaned ,filled with physiological salt soln ,bubbled with air maintained at desired temperature
- Lever should be adjusted
- ال drum تحركه يبدأ ببطء سرعه ممكنه وفي وقت ال washing drum يتوقف عن الحركه
- لو ال contact time بين ال agonist and receptor زاد ده ممكن يؤدي الي ان ال receptor يبيقي اقل حساسيه ل ال agonist او يفقد حساسيته ليه
- لازم تراعي ان العضله ذات نفسها بيكون ليها انقباض ذاتي غير الي ممكن ينتج عن الدوا بسميه myogenic contraction ده انقباض طبيعي
- ارتفاع ال contraction بسميه amplitude

تمت بحمد الله

